

# OTTO Doseerpistool X7

X7

## Eigenschappen

- ▶ Hoogwaardig profi-pistool, met anti-hechtingscoating
- ▶ Duurzaam met geoptimaliseerde patroonadapter
- ▶ Doseerpistool voor de verwerking van 1K-doseerschuur OTTOPUR OP 910, OTTOPUR OP 915, OTTOPUR OP 950, OTTOPUR OP 960
- ▶ Lichte en nauwkeurige doseernaald-afstelling met eindstop-functie
- ▶ Rubberen greep en trekker
- ▶ Inclusief
  - 2 buisjes voor doseerpistool, lengte: 200 mm;
  - 2 punten  $\varnothing = 4$  mm voor doseerpistool, lengte: 48 mm;
  - 2 fijne sproeikoppen  $\varnothing = 4$  mm voor doseerpistool, lengte: 100 mm
- ▶ Geen service voor reserveonderdelen



## Technische gegevens

Lang [mm]	~330
Breedte [mm]	~50
Hoogte [mm]	~200
Gewicht [g]	~330

## Bijzondere instructies

Neem voor de ingebruikname de bijgevoegde bedieningshandleiding in acht.

Er moet steeds een tenminste nog gedeeltelijk gevulde spuitbus gemonteerd zijn, zodat de PUR-schuim in de doseerpistool onder druk staat. Regelschroef na gebruik sluiten.

Als het doseerpistool niet meer wordt gebruikt, moet dit direct na het losschroeven met OTTOPUR Cleaner worden gereinigd.

Door de regelmatige toepassing wordt de levensduur en de werking van het doseerpistool aanzienlijk verlengd.

Uitgeharte schuimresten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

Spuitbus nooit met geweld losrukken.

## Levorm

Besteleenheid (BE)	Bestelcode
1 stuk	X7

### Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, DUITSLAND  
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de  
www.otto-chemie.nl

### 🔧 Toepassingstechniek

☎ +49 8684 908-4300  
@ tae@otto-chemie.de

**AFDICHTEN & LIJMEN**